



CARACTERÍSTICAS

Arco de conexión uso exclusivo para central de suministro de cilindros de gases medicinales de la marca Arigmed, Cumple con la NFPA 99-2015, presiones de trabajo de 3,000 psi.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

Fabricado en cobre sin costura con conexiones CGA 540 para oxígeno médico con Pared de 0.650 in, en cumplimiento con ASTM B-68-19 y CGA 540.

No contienen polímeros.

MEDIDAS:

- 40cm de longitud, enrollado.
- 90cm de longitud, extendido.

DISPONIBLES PARA:

- Oxígeno



Manifold semiautomático con pigtails rígidos

NOTA:

El usuario es responsable del uso del equipo, la fábrica se deslinda de cualquier accidente causado por un mal uso, falta de mantenimiento, modificaciones y alteraciones a los equipos, conexiones a equipos de otras marcas no compatibles o de manufactura artesanal y el no atender las instrucciones en los manuales de instalación, uso y mantenimiento de los equipos.

La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente **ASSE6010** (Instalador de Sistemas de gases médicos) y **ASME BRAZER IX** (Soldador calificado en oxi-acetileno)