


# ARCO DE CONEXIÓN FLEXIBLE FICHA COMERCIAL<sup>GM</sup>

Gases Medicinales



## CARACTERÍSTICAS

Arco de conexión uso exclusivo para central de suministro de cilindros de gases medicinales de la marca Arigmed, Cumple con la NFPA 99-2015, presiones de trabajo de 250 a 500 psi.

Soporta un rango de temperatura de -40 hasta 70°C.

## MATERIALES DE FABRICACIÓN:

Fabricado en tubo de Nitrito (NBR), con refuerzo de doble malla de alambre de acero de alta resistencia y cubierta de goma sintética conforme a ISO 1436.

## MEDIDAS:

- 40cm de longitud, enrollado.
- 90cm de longitud, extendido.

## NOTA:

El usuario es responsable del uso del equipo, la fábrica se deslinda de cualquier accidente causado por un mal uso, falta de mantenimiento, modificaciones y alteraciones a los equipos, conexiones a equipos de otras marcas no compatibles o de manufactura artesanal y el no atender las instrucciones en los manuales de instalación, uso y mantenimiento de los equipos.

\*\*\*La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente **ASSE6010**\*\*\* (Instalador de Sistemas de gases médicos) y ASME BRAZER IX (Soldador calificado en oxi-acetileno)

## DISPONIBLES PARA:

● Air Méd ● N2O ● N2 ● Ar ● He ● CO2 ● O2\*



Detalle  
pigtail flexible

\*Sólo aplica para Manifolds criogénicos de Oxígeno

GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com ● Arigmed Medical Gas Equipments ● ventasmx@arigmed.com ● 79 79 69 370



CERTIFICADOS

