

SELECCIONA EL MODELO DE CABECERO HORIZONTAL:

Horizon III

sin rieles

con 1 riel inferior con 2 rieles

4 Vías

sin rieles

con 1 riel inferior con 2 rieles

3 Vías

sin rieles con 2 rieles

ESPECIFICA:

Número de

Longitud: piezas: camas:

mm.

SELECCIONA EL CALIBRE DE CABLE ELECTRICO:

- AWG 10
 AWG 12

SELECCIONA EL COLOR ESTANDAR:

Paneles de Madera solo aplica para Mod. Horizon

- Gris
 Beige
 Blanco
 Azul Náutico
 Tipo Madera Claro
 Tipo Madera Oscuro

Pintura electrostática para tapas frontales en lámina y perfiles de aluminio

- Gris
 Beige
 Blanco
 Azul Claro
 Azul Oscuro
 Verde Hoja

ESPECIFICA (UNICAMENTE SI SE REQUIERE):

- Troquel para sistema de intercomunicación. Medida aprox: x cm.
- RJ45 para voz y datos
- Módulo de iluminación para paciente superior.
 Módulo de iluminación para paciente inferior.

SALIDAS DE GAS MEDICO:

- Oxígeno No. de Piezas: _____
- Aire No. de Piezas: _____
- Vacío No. de Piezas: _____
- Evacuación No. de Piezas: _____
- Óxido Nitroso No. de Piezas: _____
- Dióxido de Carbono No. de Piezas: _____
- Nitrógeno No. de Piezas: _____
- Aire Instrumental No. de Piezas: _____

NUMERO DE SALIDAS :

SALIDAS ELECTRICAS Y NUMERO DE PIEZAS:

- Rojo No. de Piezas: _____ 125V 20A GH 8300R
- Marfil No. de Piezas: _____ 125V 20A GH 8300IV
- Naranja f/t No. de Piezas: _____ 125V 20A GH 800 OIG
- Blanco No. de Piezas: _____ 125V 20A GH 8300W
- Jack Tierra No. de Piezas: _____ Plug tierra ARIGMED
- Media vuelta No. de Piezas: _____ 220V 2P HALF TURN
- Blanco No. de Piezas: _____ 125V 20A Supresor de picos

SELECCIONA EL TIPO DE ENCHUFE DE LA SALIDA DE GAS MEDICO (MARCA ARIGMED):

- Ench. Rápido tipo PURITAN BENNET Ench. Roscado tipo DISS CGA-V5 Ench. Rápido doble CHEMETRON + OHMEDA DIAMOND
- Ench. Rápido tipo MC70 AGA Ench. Roscado tipo PLARRE Ench. Rápido Roscado tipo AGA MC70 + rosca M24
- Con Flujo metro 0-15lpm Aire Médico Con Flujo metro 0-15lpm Oxígeno Ench. Rápido CHEMETRON

ELIGE LOS ACCESORIOS (APLICA ÚNICAMENTE PARA CABECEROS CON RIELES HORIZONTALES):

- Canastilla Médica
- Riel vertical tipo gcx
- Canastilla soporte frasco de 1 Litro
 Canastilla soporte frasco de 1.2 Litros
- Soporte para venoclisis de 2 ganchos
- Soporte para bomba de fusión
- Slide para canastilla porta frasco

AVISO LEGAL PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos están reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de **Grupo Arigmed S de R.L. de C.V.**, cualquier tipo de copia, similitud o plagio será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como resarcir el daño ocasionados al autor.