

arg



ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Materiales de Fabricación:

Estructura:

● Cuerpo fabricado en tubo de aluminio de extrusión especial aleación 6065 T5 de 2mm de espesor y 5" de diámetro en acabado de pintura antibacterial electrostática horneada en color blanco, cumple con **ASTM-B221-02-A/A**.

● Cabezal de servicio prismático fabricado en lámina de acero inoxidable 304-P3 calibre 18 con capa pasiva, en acabado de pintura antibacterial electrostática horneada en color blanco, canalizaciones y separaciones internas para la conducción de sistemas de gases médicos, sistemas eléctricos, voz y datos.

Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas eléctricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando la dimensión no exceda los conductos internos y la sección de montaje de los dispositivos de conexión.

Salidas para Gases Medicinales:

Puede admitir modelos **ARIGMED** y/o de otros fabricantes, para montaje en la sección inferior de la columna; La conducción interna de los gases medicinales es por medio de mangueras flexibles para 200 psi máximo. La manguera esta fabricada en el color del gas y conexiones DISS CGA-V5 conforme a NFPA99.

Mecanismo de Rotación:

Rotación sobre su mismo eje con rodamientos de acero sellados y topes para restringir el ángulo de rotación a 90°, freno de fricción mecánico.

Accesorios:

Paneles de control de nitrógeno, aire de instrumentos y dióxido de carbono, Soportes de gancho para Venocclisis, Módulos de receptáculos eléctricos fuerza-tierra, Medidores de presión y vacío análogos.



La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente ASSE6010 y ASME BRAZER IX (Instalador de Sistemas de gases médicos y Soldador calificado en oxi-acetileno)

*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteraciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.

AVISO LEGAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Todos los derechos reservados. Este documento es de la propiedad intelectual en contenidos e imágenes de GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. cualquier tipo de copia con similitud o plagio será objeto de las acciones legales pertinentes para evitar el uso por personas u organizaciones no autorizadas, así como el daño ocasionado al autor.