

gm



ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

### Materiais de Fabricação:

● **Caixa:** Feito de chapa de aço carbono calibre 18 com acabamento em pintura eletrostática a pó.

- \* A saída de gás medicinal e seus suportes, bem como as estruturas de parede da saída de gás medicinal, não estão incluídos.
- \* Para montagem de saídas da marca Arigmed ou outras marcas com o mesmo padrão.
- \* Requer suporte hardware de montagem da válvula secundária para painel arquitetônico (não incluído na caixa).
- \* Com opção de fabricação em aço inoxidável (somente mediante especificação prévia).

Vista Superior



Vista Traseira






\*\*\*A instalação deve ser realizada por pessoal com certificação ASSE6010 e ASME BRAZER IX vigentes\*\*\*  
(Instalador de sistemas de gases medicinais e soldador qualificado em oxi-acetileno)

Aviso de Propriedade Intelectual: Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade intelectual de conteúdo e imagens do GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. qualquer tipo de cópia, semelhança ou plágio será objeto de ações legais pertinentes para evitar o uso por pessoas ou organizações não autorizadas, bem como ressarcir o dano causado ao autor.



GRUPO ARIGMED S. DE R.L. DE C.V. TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

www.arigmed.com  Grupo Arigmed Gases Medicinales  ventasmx@arigmed.com  +52-779-7969-370



Sistema de  
Gestão  
ISO 9001:2015



PORTVER. 2