

Regulador para Vacío de 3 Modos tipo Continuo.

ficha
técnica
Equipo Secundario



ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Descripción:

● Regulador de vacío directo para paciente con selector para 3 modos (on-off/regular/full), tipo continuo para succión gástrica con rango de operación de 0-300mmHg, regulación por diafragma y lector de vacío tipo análogo, incluye escalas de color con advertencias para el rango de succión.



es

Regulador de vacío

trampa de líquidos

Especificaciones:

● Caja: Fabricada en termoplástico de inyección ABS en color blanco (NFPA99) o amarillo (ISO) con insertos metálicos.

● Diafragma de regulación: Fabricado en termoplástico de inyección con carga de fibra de vidrio.

● Lector de vacío: Tipo análogo con carátula de 1 1/2" con rango de vacío de 0-200mmHg, mirilla de cristal, caja de acero al carbón en acabado de pintura electrostática y conexión posterior de 1/8" NPT, incluye una funda protectora de plástico de inyección contra impactos leves.

● Palanca selectora: Fabricada en termoplástico de inyección ABS en color negro, para seleccionar los modos de ON-OFF / REGULAR / VACÍO FULL.

● Válvula de seguridad: Con una válvula de seguridad para escape del vacío en caso de la obstrucción del regulador o del circuito de succión.

● Conexión de salida: Conector para acople roscado DISS CGA-V5 para VACÍO, puede incluir un adaptador para salida con espiga para manguera (deberá especificar previamente con la fábrica).

● Conexión de entrada: Conectores desigandos para vacío médico de las diferentes tecnologías de salidas-entradas: Puritan Bennet, Chemetron, Ohmeda Diamond, DISS CGA-V5, MC70 SUECO, etc. (deberá especificar previamente con la fábrica).

● Equipos complementarios: Se complementa con la trampa de líquidos de protección y el frasco de recolección de secreciones para paciente.

Es indispensable el uso de la trampa de líquidos para evitar una posible contaminación generalizada hacia el regulador, con la entrada-salida de vacío y las tuberías de la red de vacío.

Se recomienda el uso del regulador de 3 modos tipo continuo sólo con adultos, el utilizar este tipo de equipos de succión continua para pacientes neonatales puede resultar en un alto riesgo de lesión si la maniobra de succión no está debidamente supervisada por personal profesional debidamente capacitado.

GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas por el uso inadecuado del regulador de vacío.