

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016



## Materiales de Fabricación:

● Estructura: Fabricado en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, de 2mm de espesor continuo, cumple con ASTM B221-02/AA,

● Estructura paneles: Fabricado en aglomerado de madera MDF de 16mm de espesor con acabado de laminado plástico decorativo pegado en frío en alta presión.

## Configuración.

Secciones de guarda:

- 1) Cajon deslizable de 1 sección
- 2) Sección de guarda inferior con puerta abatible.

Montaje:

\*\* Para equipos arquitectónicos (cabeceros verticales y Sistema de paredes hospitalarias).



\*\*\*La instalación debe ser ejecutada por personal con certificado vigente ASSE6010 y ASME BRAZER IX\*\*\*  
(Instalador de Sistemas de gases médicos y Soldador calificado en oxi-acetileno)