

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Materiales de Fabricación:

Estructura:

● Fabricado en lámina de acero inoxidable 304-P3 calibre 18 con capa pasiva, y ensamble con tornillería.

Configuración.

Secciones de guarda y ruedas:

- 1) Cajón deslizable de 1 sección.
- 2) Sección de guarda inferior con puerta abatible,
- 3) Sección lateral de 2 respisas para guarda.
- 4) Ruedas de inyección de plástico de 2" con y sin freno.



VISTA SECCIONES DE GUARDA




VISTA REPISAS LATERALES

Vistas:



VISTA POSTERIOR



VISTA DE LA CUBIERTA

No debe limpiar con cloro o sus derivados, podría causar corrosión severa en el acero inoxidable