



Materiales de Fabricación:

● Estructura: Fabricado en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con ASTM B221-02/AA.

● Paneles frontales modulares (opción de materiales):

1. Fabricados en una bases de aglomerado de madera MDF de 16mm de espesor recubierto con laminado plástico decorativo de 1mm de espesor, pegado en frío con alta presión y enmarcado por un perfil de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5 de 1.5mm de espesor, se fija a la estructura del localizador con tornillería.
2. Fabricados en una base de aglomerado de madera MDF de 16mm de espesor recubierto con laminado plástico decorativo de 1mm de espesor, pegado en frío con alta presión y se fija a la estructura del localizador con sistema de herrajes KEKU a presión.
3. Fabricados en una base de aglomerado de madera MDF de 16mm de espesor recubierto con lámina de aluminio de 1mm de espesor en acabado de pintura electrostática en polvo horneada, pegado en frío con alta presión y enmarcado por un perfil de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5 de 1.5mm de espesor, se fija a la estructura del localizador con tornillería.

Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas electricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando su dimensión no exceda los conductos internos del cabecero.

Otros dispositivos:

- * Conector de datos RJ45.
- * Conector telefónico RJ11.
- * Lamparas nocturnas o de noche (veladoras).
- * Apagadores eléctricos.

Dimensiones:

- * 1.24m de frente x 0.45m de alto x 0.08m de profundidad para servicio de 1 cama.

*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) e ISO 11197 exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteraciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.