

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Materiales de Fabricación:

● **Estructura:** Fabricado en perfiles de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5, cumple con ASTM B221-02/AA, con correderas de servicio laterales incluidos en la construcción de la estructura del pilar técnico.

● **Paneles frontales modulares (opción de materiales):**

1. Fabricados en una bases de aglomerado de madera MDF de 16mm de espesor recubierto con laminado plástico decorativo de 1mm de espesor, pegado en frío con alta presión y enmarcado por un perfil de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5 de 1.5mm de espesor, se fija a la estructura del pilar técnico con tornillería.
2. Fabricados en una base de aglomerado de madera MDF de 16mm de espesor recubierto con laminado plástico decorativo de 1mm de espesor, pegado en frío con alta presión y se fija a la estructura del pilar técnico con sistema de herrajes KEKU a presión.
3. Fabricados en una base de aglomerado de madera MDF de 16mm de espesor recubierto con lámina de aluminio de 1mm de espesor en acabado de pintura electrostática en polvo horneada, pegado en frío con alta presión y enmarcado por un perfil de aluminio de extrusión especial aleación 6063 Temple 5 de 1.5mm de espesor, se fija a la estructura del pilar técnico con tornillería.

Configuraciones:

● **Formato de Columna de sección rectangular:**

1. DE 2 CARAS
** Con servicio a 1 y 2 camas **

● **Formato de Columna de sección cuadrangular:**

1. DE 4 CARAS
** Con servicio a 4 camas **

● **Formato de Columna de sección triangular:**

1. DE 3 CARAS
** Con servicio a 1, 2 y 3 camas **



Para Servicio de 1 o varias camas.

Certificados:





Triangular



Diseño especial



Rectángular

Salidas Eléctricas:

Puede admitir diferentes modelos y tipos de salidas electricas en acuerdo a los códigos internacionales y locales eléctricos, tipos B, F, L, N, etc, siempre y cuando su dimensión no exceda los conductos internos del cabecero.

Soporte para montaje en rieles de servicio:

Soportes para:

- * Frascos de vacío.
- * Venoclisis.
- * Monitores de paciente.
- * Bombas de infusión.
- * Identificadores y notas médicas.
- * Canastillas para cables y medicamentos.
- * Bandejas o charolas.

Entre otros equipos.

Salidas para Gases Medicinales:

Puede admitir modelos ARIGMED y/o de otros fabricantes, para montaje en la sección frontal del cabecero de paciente; Puede incluir tubería interna de cobre rígido de 13mm y 19mm tipo "K" o "L" (sobre previa especificación).

Módulo de Iluminación para Paciente:

Puede estar "integrado" a la estructura del pilar técnico de forma lateral o mediante las lamparas de cabecera de paciente modelo "aurora" y "movita" marca arigmed construídas al tamaño requerido del pilar técnico.

Las lamparas de iluminación en todos los casos son del tipo LED tipo T8 de 60cm de longitud con certificado U.L. color de temperatura de 4200°k, alimentación eléctrica 110-220v 60-50htz.

*Cumple con NFPA99 (Apartado 5.1.6) e ISO 11197 exclusivamente para equipos cuyos componentes de gases medicinales, sistemas eléctricos y de iluminación hayan sido ensamblados y montados desde la fábrica.

Si el equipo fue instalado con componentes no originales y/o con modificaciones y alteradciones ejecutadas por terceras partes, GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas y propiedades, así mismo las certificaciones y garantías de fábrica quedarán automáticamente anuladas.