

Humedecedor Reusable Arigmed.

ficha
técnica
Equipo Secundario



ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Descripción:

● Humedecedor reusable para oxígeno y aire médico con escalas para indicar niveles máximo y mínimo de H₂O, (utilice sólo agua destilada o filtrada), apto para limpieza en vapor o autoclave si retira los sellos de la conexiones de ensamble.



es

Especificaciones:

● Tapa estándar: Fabricada en inyección de POLICARBONATO transparente.

● Tapa en colores NFPA99: Requerimiento bajo previa especificación y fabricada en inyección de termoplástico ABS en color verde (oxígeno), amarillo (aire médico) conforme a NFPA99.

● Tapa en aluminio: Requerimiento bajo previa especificación y fabricada en aluminio maquinado y anodizado en color verde (oxígeno), amarillo (aire médico) conforme a NFPA99.

● Vaso: Fabricado en inyección de POLICARBONATO transparente.

● Difusor de flujo: Fabricado en tubing de acero inoxidable y latón maquinado en acabado de cromo.

● Válvula de Seguridad de contrapeso: Fabricada en latón en acabado de cromo.

● Sellos: De varias medidas y fabricados en EPDM.

● Niveles en el vaso: Impresos en serigrafía color negro (los niveles pueden ir degradandose con el tiempo, en tal caso deberá remplazar el frasco).



Se recomienda el uso por personal profesional debidamente capacitado.

GRUPO ARIGMED se deslinda de toda responsabilidad que pueda causar lesiones y daños a personas por el uso inadecuado del humidecedor reusable.